

	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ROBOT PEGASUS		FCV	
			Versión: 4	R-DIAH201-19
	PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA		Pagina 1 de 1	

Marca:	Modelo:			
No. Inv:	Serie:	Fecha Prog.		
Servicio:	Entidad:	D	M	A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo : 3 horas		Fecha Ejecutada		
FRECUENCIA () MESES		D	M	A

Orden Trabajo No.	
--------------------------	--

Equipamiento Requerido	
Set de destornilladores	Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro	Aspiradora
Juego de llaves allen milimétricas	Juego de llaves fijas milimétricas

REVISION PRE-ENCENDIDO			
1	Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc)	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2	Limpieza atendiendo al protocolo de mantenimiento mensual	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
3	Inspección de estado de las clavijas para guía de bolsas	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
4	Limpieza filtros de gabinete electrico	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
5	Verificación y lubricación de movimiento de actuadores	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
6	Revisión de estado de espirales de almacenamiento	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
7	Verificación de estado de clavijas ade carga	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
8	Lubricación de las bandas del eje de movimiento cartesiano	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
REVISION ENCENDIDO			
9	Verificación secuencia de encendido	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
10	Respuesta pantalla táctil de computador	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
11	Activación de funciones por medio de los comandos del supervisor	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
12	Revisión de cotas de espirales	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
13	Revisión de cotas de clavijas de carga	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
14	Verificación carga de medicamentos	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
REVISIÓN DE ETABAG			
15	Inspeccionar funcionamiento de la batería y/o ups	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
16	Etiqueta legible y posicionada en el pin de descarga	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
17	Inicio y detención adecuada de banda de salida	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
18	Colocar Sticker mantenimiento preventivo	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Observaciones :		
Responsable:	Vo. Bo.Ingeniería Clínica:	Recibido a satisfacción:

Elaborado Por: <i>Tecnólogo Ingeniería Clínica</i>	Aprobado Por: <i>Jefe de Ingeniería Clínica</i>
Revisado Por: <i>Coordinador Ingeniería Clínica</i>	Fecha de Aprobación: 2023-06-07
Fecha de revisión: 2023-06-07	