075×1715
fcv
Cuidamos Vidas

## PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO URETEROFIBROSCOPIO

FCV

<b>FCVA</b> Cuidamos Vidas		l OKE	Versión: 5 R-DIAH201-19						
		PROCE		Pagina 1 de 1					
					-				
Marca	:		Modelo:						
No. In	v:		Serie:	erie:			Fecha Prog.		
Servicio: Entidad						D M A			
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 2 horas					Fecha Ejecutada				
FRECUENCIA ( ) MESES						D	M	А	
Orden Trabajo No.									
					-			-	
Equi	pamiento l	Requerido							
		Set de destornilladores	3	Artículos de	s de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)				
		Multímetro							
				-					
			ON PRE-ENCENDID		MIENTO				
1.	Inspección general del equipo. Verificar que no tenga fisuras, dobleces o daños en el tubo de inserción.				Sí		No		
2.	Realizar limpieza general del equipo.				Sí		No		
3.	Inspección de pantalla táctil, imagen, contraste y brillo.				Sí		No		
4.	Realizar y verificar que el balance de blancos sea correcto.				Sí		No		
5.	Inspección de componentes eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta- fusibles, conexión a tierra)				Sí		No		
6.	Verificar funcionamiento de las perillas y angulación del tubo de inserción.				Sí		No		
7.	Comprobar estado de la batería del equipo. Realizar cambio de ser necesario.				Sí		No		
8.	Colocar Sticker mantenimiento preventivo				Sí		No		
Obse	ervaciones	:							
	Responsable: Vo. Bo.Ingeniería Cliníca:					Recibido a satisfacción:			
			<del> </del>	<u> </u>		. , ,	0" :	1	
	Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica					probado Por: <i>Jefe de Ingeniería Clínica</i>			
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica					Fecha de Aprobación: 2025-08-29				

Fecha de revisión: 2025-08-29