

	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PIPETA	FCV	
		Versión: 5	R-DIAH201-19
	PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA	Pagina 1 de 1	

Marca:	Modelo:			
No. Inv:	Serie:	Fecha Prog.		
Servicio:	Entidad:	D	M	A
Tiempo estandar de ejecucion por equipo: 2 horas		Fecha Ejecutada		
FRECUENCIA () MESES		D	M	A

Orden Trabajo No.	
-------------------	--

Equipamiento Requerido	
Set de destornilladores	Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Multímetro	

REVISION PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO			
1.	Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc).	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2.	Realizar Limpieza general del equipo.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
3.	Inspección de funcionamiento de perilla y botón de bloqueo.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
4.	Desmonte y limpieza interna del equipo.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
5.	Ensamble de partes en el orden adecuado. Verificar que no queden residuos y piezas flojas.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
6.	Verificar que no se presenten bloqueos o atascos en el embolo.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
7.	Prueba de aspiración y dispensación sin fugas.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
8.	Colocar Sticker mantenimiento preventivo	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
9.	Fecha calibración metrologia		

Observaciones :		
Responsable:	Vo. Bo.Ingeniería Clínica:	Recibido a satisfacción:

Elaborado Por: <i>Tecnólogo Ingeniería Clínica</i>		Aprobado Por: <i>Jefe de Ingeniería Clínica</i>
Revisado Por: <i>Coordinador Ingeniería Clínica</i>		Fecha de Aprobación: 2025-08-29

Fecha de revisión: 2025-08-29
