

	<b>PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PULSOXIMETRO</b>	<b>FCV</b>	
		Versión: 5	R-DIAH201-19
	PROCESO: <b>INGENIERÍA CLÍNICA</b>		Pagina 2 de 2

10	Ajustes de programación correctos (fecha, hora, alarmas).	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
11.	Equipo presenta mensajes de error y/o funcionamiento anormal.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
12.	Funcionamiento correcto de las señales de alarma.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
13.	Funcionamiento correcto del control de volumen y del parlante.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
14.	Colocar Sticker mantenimiento preventivo.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
15	Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología.		

<b>Observaciones :</b>		
<div style="height: 100px;"></div>		
Responsable	Vo. Bo.Ingeniería Clínica	Recibido a satisfacción

Elaborado Por: <i>Tecnólogo Ingeniería Clínica</i>		Aprobado Por: <i>Jefe de Ingeniería Clínica</i>
Revisado Por: <i>Coordinador Ingeniería Clínica</i>		Fecha de Aprobación: 2025-08-29

Fecha de Revisión: 2025-08-29
-------------------------------

Todos los derechos reservados. FCV