

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ROBOT CALYPSO PROCESO: INGENIERIA CLÍNICA Pagina 2 de 2

REVISIÓN DE ESTACIONES							
18.	Estación 1 (impresora) : Revisión de papel, rodillos y cabezal. Verificación de estado de etiqueta: setup, print DEFS, enter, testprint, enter, CHESS				Sí		No
19.	Estación 2: Revisión cámara lector QR. Verificación de sello del borde inferior.				Sí		No
20.	Estación 3 (manual): Verificación apertura de ventosa y funcionamiento de sensores.				Sí		No
21.	Estación 4 (automática) : Revisar que las ventosas estén limpias, verificación de los movimientos de tijera y limpieza del área, banda de blíster (sensores) y la banda de las ampollas.				Sí		No 📗
22.	Estación 5: Verificar que la selladora se encuentre limpia. Realizar limpieza y prueba de sellado.				Sí		No
23.	Estación 6: Limpiar el depósito de desechos y verificar que se realice la perforación de la bolsa.				Sí		No
24.	Estación 7: Verificar que el sensor detecte la apertura de la bolsa (ubicación de clip en la bolsa).				Sí		No
25.	Colocar Sticker mantenimiento preventivo.				Sí		No
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Observaciones:							
Responsable: Vo. Bo			ería Cliníca: Recibido a satisfacción:				
Fishered - Day Touristans Invariant Officia 190							
Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica HIC		4	Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica				
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica			Fecha de Aprobación: 2025-08-29				

Fecha de Revisión: 2025-08-29

Todos los derechos reservados. FCV