

Lavadora Termodesinfectadora

	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA TERMODESINFECTADORA PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA	FCV	
		Versión: 4	R-DIAH201-19
		Página 1 de 1	

Marca:	Modelo:			
No. Inv:	Serie:	Fecha Prog.		
Servicio:	Entidad:	D	M	A
Tiempo estándar de ejecución por equipo : 3 horas		Fecha Ejecutada		
FRECUENCIA (3) MESES		D	M	A
Orden Trabajo No.				

Equipamiento Requerido	
Set de destornilladores	Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Set de herramientas (pinzas, llaves fijas, etc.)	Quiruger y alcohol isopropílico
Juego de copas pequeñas	Multímetro

REVISION PRE-ENCENDIDO			
1.	Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, acabados, etc.)	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2.	Limpieza general del equipo	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
3.	Inspección del panel frontal y posterior (botones, indicadores led y pantallas LCD)	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
4.	Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc.) según corresponda	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
5.	Inspección del accionamiento y cierre de las puertas de cargue y descargue, así como el estado de sus cubiertas y vidrios	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
6.	El estado de la junta o sello de las puertas se encuentran en condiciones óptimas	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
7.	Inspección del estado general y limpieza de la cámara de lavado, sus rejillas y empaques (usar quiruger y alcohol isopropílico para la limpieza)	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
8.	Revisión del estado de las cestas o racks para instrumentación	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
9.	El equipo se encuentra en una superficie plana y nivelada	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
10.	Comprobar el estado de la impresora, tapa, papel e impresión	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO			
11.	Botones de control de acciones funcionan correctamente	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
12.	Mensajes en pantallas LCD se visualizan correctamente y corresponden con los comandos y programas seleccionados. Visualización correcta del	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
13.	Revisión y limpieza de los filtros en el tanque de desagüe	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
14.	Revisión y limpieza de la electroválvula de agua (sustituir si es necesario)	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
15.	Sustitución de los filtros de aire de secado F5 y HEPA	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
16.	Comprobar el estado del sensor de temperatura	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
17.	Comprobar el estado del termostato de seguridad (verificar continuidad)	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
18.	Revisar y limpiar los flujómetros de agua y de productos químicos	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
19.	Revisar y limpiar los dosificadores de productos químicos (lubricar si es necesario)	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
20.	Comprobar el estado de los tubos de membrana de los dosificadores y tubos de conexión (sustituir si es necesario)	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
21.	Comprobar funcionamiento de los sensores de nivel de productos químicos y limpiar el filtro de aspiración	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Elaborado Por: Tecnólogo Ingeniería Clínica		Aprobado Por: Jefe de Ingeniería Clínica
Revisado Por: Coordinador Ingeniería Clínica		Fecha de Aprobación: 2023-06-07
Fecha de Revisión: 2023-06-07		