


Grua pesa paciente

	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		GRUA PESA		FCV	
	PACIENTE				Versión: 4	R-DIAH201-19
	PROCESO: INGENIERIA CLÍNICA				Página 1 de 1	

Marca:	Modelo:					
No. Inv:	Serie:	Fecha Prog.				
Servicio:	Entidad:	D	M	A		
Tiempo estándar de ejecución por equipo : 2 horas				Fecha Ejecutada		
FRECUENCIA () MESES				D	M	A

Orden Trabajo No.	
--------------------------	--

Equipamiento Requerido	
Set de destornilladores	Artículos de limpieza y desinfección (Ver I-DIAH201-07)
Juego Pesos Patrón	

REVISIÓN PRE-ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO			
1.	Inspección general del equipo (golpes, abolladuras, pintura, etc.)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2.	P	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
3.	Revisar que la grúa cuente con todos sus componentes y accesorios (incluyendo arnés de paciente)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
4.	Comprobación del estado general del chasis, mástil, brazo, percha, asas de empuje, pasadores, ruedas y frenos	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
5.	Comprobación del estado general del motor de apertura y cierre de patas y del motor de elevación de paciente	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
6.	Inspección de componentes mecánicos eléctricos/electrónicos (cable de AC, porta-fusibles, conexión a tierra, etc); según corresponda	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
7.	Verificar el funcionamiento de la grúa, operatividad mecánica y eléctrica, así como de la caja de control y el estado de la batería	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
8.	Comprobar el funcionamiento de la báscula y su correcta puesta a "Cero", de ser necesario reajustar	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
9.	Verificación de pesos. (medidas en Kg +/- 10%)		
	40		
	50		
	60		
	70		
	80		
10.	Colocar Sticker mantenimiento preventivo	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
11.	Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología		

Observaciones :		
Responsable:	Vo. Bo.Ingeniería Clínica:	Recibido a satisfacción:

Elaborado Por: <i>Tecnólogo Ingeniería Clínica</i>	Aprobado Por: <i>Jefe de Ingeniería Clínica</i>
Revisado Por: <i>Coordinador Ingeniería Clínica</i>	Fecha de Aprobación: 2023-06-07

Fecha de Revisión: 2023-06-07
 Todos los derechos reservados. FCV