


Balanza de recolección de sangre

	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BALANZA PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE		FCV	
			Versión: 4	R-DIAH201-19
	PROCESO: INGENIERÍA CLÍNICA		Pagina 2 de 2	

7.	Verificación pesos. (medidas en gr +/- 10%)		
	100		
	200		
	300		
	400		
	500		
	600		
8.	Colocar Sticker mantenimiento preventivo	Si	No
9.	Fecha de Calibración según Sticker de Validación y Metrología		

Observaciones :		
Responsable:	Vo. Bo.Ingeniería Clínica:	Recibido a satisfacción:

Elaborado Por: <i>Tecnólogo Ingeniería Clínica</i>		Aprobado Por: <i>Jefe de Ingeniería Clínica</i>
Revisado Por: <i>Coordinador Ingeniería Clínica</i>		Fecha de Aprobación: 2023-06-07
Fecha de Revisión: 2023-06-07		

Todos los derechos reservados. FCV