

REVISIÓN DE ETABAG			
17	Etiqueta legible y posicionada en el pin de descarga	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
18	Inicio y detención adecuada de banda de salida	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
19	Limpieza del deposito (tambor-vibrador) de clips. Verificar que este rotando y surtiendo al rotador derecha-izquierda	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
20	Hacer test print (prueba de producción). Salir al escritorio minimizando Pegasus, abrir test print para seleccionar servicio y cantidad. Luego volver a abrir pegasus y mandar la terapia creada anteriormente.	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
18	Colocar Sticker mantenimiento preventivo	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Observaciones :		
Responsable:	Vo. Bo.Ingeniería Clínica:	Recibido a satisfacción:

Elaborado Por: <i>Tecnólogo Ingeniería Clínica</i>		Aprobado Por: <i>Jefe de Ingeniería Clínica</i>
Revisado Por: <i>Coordinador Ingeniería Clínica</i>		Fecha de Aprobación: 2025-08-29

Fecha de revisión: 2025-08-29